

## Nádoby opakovane použiteľné

	Nádoba s vrchnákom, ventilom a tesnením	Nádoba	Vrchnák s ventilom a tesnením	Tesnenie	Vhodné pre:	
	<b>Nádoby a vrchnáky z polykarbonátu autoklávovalné pri 121°C</b>					
	400 ml	RE 210301		RE 210302	RE 210304	Emivac
	1000 ml	RE 210001/02	RE 210003	RE 210352/01	RE 210354	Aspiret, Askir okrem C30, Centrálné odsávanie
	2000 ml	RE 210351/01	RE 210353	RE 210352/01	RE 210354	Aspiret, Askir, Hospivac, Centrálné odsávanie
	4000 ml	RE 210006	RE 210007	RE 210008	RE 210306	Hospivac, Centrálné odsávanie
	5000 ml	RE 210010	RE 210013	RE 210012	RE 210307	Hospivac Centrálné odsávanie
<b>Nádoby a vrchnáky z materiálu APEC® autoklávovalné pri 134°C</b>						
1000 ml	RE 210009	RE 210002	RE 210352/02	RE 210354	Aspiret, Askir okrem C30, Centrálné odsávanie	
2000 ml	RE 210351/05	RE 210353/01	RE 210352/02	RE 210354	Aspiret, Askir, Hospivac, Centrálné odsávanie	
5000 ml	RE 210010/01	RE 210013/01	RE 210012/01	RE 210307	Hospivac, Centrálné odsávanie	

## Hadicové sety a filtre

	Set kompletných hadíc	Aspiret Askir 20 / 30, Askir 230 12V BR	Askir 36 BR Askir 118 Askir 118 WM	Emivac	Askir C30 Askir C30 BR	Hospivac 350 Hospivac 400 Hospivac BR
Pre autoklávovalné nádoby	Hadica 6x10 mm dĺžka 140 cm 2 hadice 6x10 mm dĺžka 13 cm Kónický konektor Ø 8-9-10 mm	RE 210355		RE 210355/01		
	Hadica 8x14 mm dĺžka 150 cm 2 hadice 8x14 mm dĺžka 17 cm Kónický konektor Ø 10-11-12 mm		RE 210355/03		RE 210355/03	SP 0033
	Hadica 6x10 mm dĺžka 140 cm 2 hadice 6x10 mm dĺžka 13 cm Kónický konektor Ø 8-9-10 mm Antibakteriálny filter	SP 0036		SP 0043		
	Hadica 8x14 mm dĺžka 150 cm 2 hadice 8x14 mm dĺžka 17 cm Kónický konektor Ø 10-11-12 mm Antibakteriálny filter		SP 0036/02			SP 0032/01 (len 350 a BR) SP 0032 (len 400)
Pre FLOVAC®	Hadica 6x10 mm dĺžka 140 cm Hadica 6x10 mm dĺžka 26 cm Kónický konektor Ø 8-9-10 mm	SP 0158/01				
	Hadica 8x14 mm dĺžka 150 cm Hadica 8x14 mm dĺžka 34 cm Kónický konektor Ø 10-11-12 mm		SP 0160/01			SP 0160/01
	<b>Filtre (antibakteriálne a hydrofóbne)</b>					
	Ø 64 mm, konektor 8 mm	SP 0046		SP 0046		
	Ø 64 mm, konektor 11 mm		SP 0121		SP 0121	SP 0121 (len 350 a BR)
	Ø 90 mm, konektor 11 mm					SP 0047 (len 400)



Vákuový extraktor

Ø 60 alebo 70 mm